


Part number	Description	Paint finish	Length in m ¹ Pack. unit
-------------	-------------	--------------	--

G-Plus (doppelseil kunststoff Ummantelt)
Geeignet für alle Gelenkarmmarkisen mit maximal 16,5 M² Tuchfläche.


Einzelheiten:
- Gabel aus geschmiedetem Aluminium
- Gefertigt aus egales Profil

Ausfall 150 cm
Armass* in geschlossener Lage: 85,5 cm




4300 000-001	Gelenkarm G-Plus, mit grau lackierten Gussteilen, pro Paar	Natur eloxiert
4300 000-006	Gelenkarm G-Plus, pro Paar	RAL 9010 reinweiß
4300 000-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß

Ausfall 200 cm
Armass* in geschlossener Lage: 114 cm



4300 002-001	Gelenkarm G-Plus, mit grau lackierten Gussteilen, pro Paar	Natur eloxiert
4300 002-006	Gelenkarm G-Plus, pro Paar	RAL 9010 reinweiß
4300 002-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß
4300 002-755	Idem (* = textured)	RAL 7016 anthrazitgrau*

Ausfall 250 cm
Armass* in geschlossener Lage: 142,5 cm




4300 004-001	Gelenkarm G-Plus, mit grau lackierten Gussteilen, pro Paar	Natur eloxiert
4300 004-006	Gelenkarm G-Plus, pro Paar	RAL 9010 reinweiß
4300 004-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß
4300 004-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*
4300 004-833	Idem (* = Strukturlack)	Sepia braun*

Ausfall 250 cm
Mit gleichschenkligen Armteilen 131 cm.

4300 006-001	Gelenkarm G-Plus, mit gleichschenkligen Armteilen und grau lackierten Gussteilen, pro Paar	Natur eloxiert
4300 006-006	Gelenkarm G-Plus, mit gleichschenkligen Armteilen, pro Paar	RAL 9010 reinweiß
4300 006-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß

Ausfall 300 cm
Armass* in geschlossener Lage: 171 cm



4300 008-001	Gelenkarm G-Plus, mit grau lackierten Gussteilen, pro Paar	Natur eloxiert
4300 008-006	Gelenkarm G-Plus, pro Paar	RAL 9010 reinweiß
4300 008-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß
4300 008-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*
4300 008-833	Idem (* = Strukturlack)	Sepia braun*

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich

Gelenkarmen universal G-Plus

2

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
Ausfall 300 cm Mit gleichschenkligen Armteilen 156 cm.			
4300 010-001	Gelenkarm G-Plus, mit gleichschenkligen Armteilen und grau lackierten Gussteilen, pro Paar	Natur eloxiert	
4300 010-006	Gelenkarm G-Plus, mit gleichschenkligen Armteilen, pro Paar	RAL 9010 reinweiß	
4300 010-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	

* = Armmass gemessen ab der Mitte des Befestigungspunktes für die Armverbindung.

ACHTUNG!!

Für Gelenkarmen die ÜBER-lackiert sind, wird keine Garantie mehr übernommen. Während des Lackierprozesses können Klebstoffe und Feder durch hohe Temperaturen beschädigt werden!



4210 174-080	Selbstklebender Sicherungsstopfen für die Gelenkarmen	Transparent	56
--------------	---	-------------	----

Die G-Plus Gelenkarmen können mit 2 verschiedene Stifte montiert werden:

- Exzentrische Stift, (4210 615-000) nur wenn man den Gelenkarmen mit Stift verstellen will.
- Zentrischer Stift (4211 299-000) zu benutzen wenn man die Gelenkarmen auf andere Weise verstellen will, so wie beim arm Halter Set Primo / Linea (4211 960-...), neue Montage platte Set Gota (4211 846-...)



4210 615-000	Exzentrischer Armverbindungsstift, rostfrei, für Gelenkarme G-Plus und M-Plus		10
--------------	--	--	----



4211 299-000	Zentrischer Armverbindungsstift, rostfrei, für Gelenkarme G-Plus und M-Plus		10
--------------	--	--	----



4210 393-000	Inbusschlüssel zum Abstellen des Exzenterstifts		
--------------	---	--	--

Blockierung mittels exzentrischer Stift durch:

Die G-plus Arme sind ausgeführt mit nachstehenden Inbusbolz und Mutter.



4452 016-000	Inbusbolz M 5 x 16, mm rostfrei		100
--------------	---------------------------------	--	-----



4452 017-000	Mutter M 5, rostfrei		100
--------------	----------------------	--	-----

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich